


BREITSCHOPF

Mikroskopie · Digitale Kameratechnik · Bildanalyse
microscopia · fotografia digitale · analisi di immagine

A-6020 Innsbruck · Fischnalerstraße 12 · www.breitschopf.com

Tel.: +43(0)512 276 410 · Fax: +43(0)512 276 410-44

Mobil: +43(0)664 340 60 55 · info@breitschopf.com



Routine Stereomikroskop



Stereomikroskop 6,7-45x
6fach Zoom mit click stop
50/50 Strahlenteiler
10x Okulare
Großes Auflicht Stativ
Alternativ Durchlichtstativ
LED Auflicht Ringlicht Segment
Optional UV

Kamera HDMI 4K für Live Dokumentation
Optional mit 9MP Kamera
Bildanalyse und Messsoftware

PREIS ab:
3500.— Dokuversion
(Mikroskop-Kamera)


Routine Materialmikroskop

PREIS ab:
4500.— Dokuversion
(Mikroskop-Kamera)



Invertmikroskop 50 – 500 fache Vergrößerung
Optional 1000x
Objektive 5/10/20/50 Plan Achromat ; opt 100x
Hellfeld Polarisation
LED Auflicht Beleuchtung
Tritubus mit 50/50 Starhlenteiler




Kamera HDMI 4K für Live Dokumentation
Optional 20MP Kamera mit Metallografiesoftware



Angebote / Gelegenheiten

Kameras:		
	Gryphax NAOS: 20MP 5400x3600, USB3 Win MAC Chipgröße 1" Back illuminated CMOS Höchste Auflösung mit 20MP Live Vorschaubild 30 fps (3840x2160)	5499.— bei Trade In: * 4399.--
	Lumerena Infinity 8/9: 9MP Farbkamera 4112 x 2176 Chipgröße 1" Farbe Back illuminated CMOS Live Vorschaubild 30 fps (3840x2160)	3900.--
	OPTIKA 4K HDMI: 8MP 4K Farbkamera Mit direkter HDMI Verbindung zum Monitor Ohne PC verwendbar	1150.--
Beleuchtung:		
	LED HI-Power Segment Ringlicht: Adapterbar an allen gängigen Stereos. 4 Segmente getrennt steuerbar, 2 Arbeitsabstände einstellbar, 45-130 / 80-300mm	800.--
	Multi Color / UV Ringlicht: Adapterbar an allen gängigen Stereos Umschaltbar UV-Weisslicht, 365nm UV / 5400K Weisslicht 45-180mm Arbeitsabstand	930.--
	LED Durchlicht DL4 LED Durchlicht zum Auflegen auf das Stativ Adapterbar an allen gängigen Stereos Homogene Ausleuchtung Kratzfeste Oberfläche	245.--

Neue, durch künstliche Intelligenz unterstützte, Software für Materialmikroskopie:



Gerne senden wir Ihnen einen Link für eine kostenlose 14 Tages Test Version der Image Pro Software zu

TRADE IN: -20% Rabatt bei Neukauf einer Gryphax NAOS und Rückgabe Ihrer alten Kamera (egal welcher Hersteller)

Für weitere Angebote stehen wir Ihnen unter info@breitschopf.com gerne zur Verfügung

Alle Preise netto zuzüglich MwSt,